

HEPA STERILIZER STORAGE CABINET

MYCO7 STERILA- 900G1

Ideal Digunakan Untuk Berbagai Industri

- Laboratorium & Farmasi
- Industri Presisi & Kalibrasi
- Elektronik & Optik
- Garment & Textile Premium
- Kosmetik & Herbal
- Manufaktur & Quality Control

MYCO7 Sterila-900G1 dirancang sebagai solusi penyimpanan bersih dengan sistem filtrasi HEPA H14 dan sterilisasi UVC terintegrasi, untuk menjaga alat, komponen, dan material tetap terlindungi dari debu, partikel mikro, serta risiko kontaminasi lingkungan.



DIMENSI P x L x T :
900 x 650 x 200 mm



Ingin alat kerja selalu siap pakai dan bebas kontaminasi? HEPA Sterilization Cabinet adalah investasinya.

- **Anti Debu:** Udara selalu murni dengan standar HEPA H14.
- **Anti Kuman:** Double sterilisasi UVC di setiap tingkat.
- **Material:** Full Stainless Steel 304, awet seumur hidup.
- **Desain :** Tampilan minimalis, fungsi maksimalis.

Fungsi Utama

- **Sterilisasi Aktif:** Sinar UVC di tiap rak membunuh 99,9% kuman.
- **Udara Ultra Bersih:** Filter HEPA menyaring partikel hingga 0,3 mikron.
- **Sirkulasi Maksimal:** Rak berlubang (perforated) memastikan udara dan sinar merata.
- **Proteksi Alat:** Mencegah korosi, jamur, dan penumpukan debu halus.
- **Keamanan Pengguna:** Sensor otomatis mematikan UVC saat pintu dibuka.

HEPA STERILIZER STORAGE CABINET

MYCO7 STERILA-900G1



SPECIFICATIONS :

- Nama Produk : HEPA Sterilization & Clean Storage Cabinet
- Dimensi Luar : 900 x 650 x 2000 mm
- Material Struktur : Full Stainless Steel SUS 304 (Thickness 1.2 mm)
- Finishing : Hairline
- Filter Utama : HEPA Filter Grade H14 (Efficiency 99.99% @ 0.3 um)
- Pre-Filter : Polyester Fiber G4 Class (Washable)
- Sistem Sterilisasi : Germicidal Blue UVC Lamp 254 nm (Setiap Tingkat Rak)
- Sistem Udara : High-Static Centrifugal Blower (Low Noise)
- Model Rak : 3-4 Level Perforated Stainless Steel (Adjustable)
- Pintu (Doors) : Double Swing Door with 5 mm Tempered Glass Window
- Fitur Keamanan : Door Sensor (UVC Auto-Off saat pintu dibuka)
- Indikator Tekanan : Magnehelic Differential Pressure Gauge (0 - 500 Pa)
- Panel Kontrol : Digital Timer, Blower Switch, UVC & Light Switch
- Penerangan : LED Cool White (Internal Lighting)
- Kaki Kabinet : Adjustable Leveling Feet (Heavy Duty)
- Konsumsi Daya : 220 V, 50 Hz, 150 - 300 Watt (Tergantung mode)



**PRODUK
INDONESIA**