

FUMEHOOD/ LEMARI ASAM

MYCO7-FHSP1800

Dengan lebar 1,8 meter, FHSP1800 memberikan ruang kerja ekstra luas untuk aktivitas laboratorium berskala besar.

Terbuat dari galvanized steel berlapis powder coating anti karat, unit ini dirancang tangguh, tahan bahan kimia, dan tetap tampil profesional.

Aplikasi Ideal

- Laboratorium kimia dan analisis
- Laboratorium farmasi dan kontrol kualitas
- Riset mikrobiologi & bioteknologi
- Laboratorium pendidikan
- Laboratorium riset & pengujian industri
- Analisis lingkungan dan air
- Laboratorium kosmetik & pangan



DIMENSI :
1800 x 850 x 2200 mm

Maximum Protection. Maximum Space. Maximum Performance.



Keunggulan Utama:

- Ruang kerja super luas – 1.8 meter
- Galvanized steel powder coating: kuat & anti karat
- Ventilasi presisi dengan blower PP anti-korosi
- Pencahayaan terang & aman (>800 lux)
- Panel kontrol fleksibel: manual / semi-digital / touchscreen
- Desain profesional & tahan lama

- Garansi 1 tahun
- Sertifikat uji fungsi manufaktur
- Manual book



FUMEHOOD/LEMARI ASAM

MYCO7-FHSP1800



SPECIFICATIONS :

- External Dimension** : 1800 x 850 x 2200 mm (W x D x H)
- Working Chamber** : 1650 x 700 x 750 mm
- Inner Material** : Galvanized steel plate with anti-rust powder coating
- Worktop** : Phenolic resin / granite (acid & alkali resistant, optional based on requirement)
- Sash / Sliding Door**
- Model : vertical sliding sash
 - Glass material : 8 mm clear/tempered glass, transparent & impact resistant
 - Mechanism : Counterweight balance system for smooth and safe operation
- Ventilation System**
- Blower Type : PP (Polypropylene) centrifugal fan, chemical resistant
 - Air Velocity : 0,3 – 0,5 m/s
 - Ducting : PVC / FRP anti-corrosion, 6–8 inch
 - Exhaust system : direct ducted
- Lighting & Electrical**
- LED Lamp : 2 x 20 Watt (daylight), intensity > 800 lux
 - Electrical Socket : 2–4 universal 220V sockets
 - Control Panel : Optional: Manual Switch / Semi-Digital (Push Button + LCD Display) / Full Touchscreen (LED, UV, fan & power)
- Additional Features**
- Water tap + sink : PP or Stainless Steel material
 - Underbench cabinet : Chemical-resistant storage cabinet
- Safety**
- Noise level : < 85 dB
 - Operator Protection : Draws contaminated air away from user
 - Optional : Low airflow alarm system (airflow sensor)