

FUME HOOD/ LEMARI ASAM

MYCO7-FHSS2000

Dengan lebar 2 meter, FHSS2000 memberikan ruang kerja ekstra luas untuk aktivitas laboratorium berskala besar.

Terbuat dari full stainless steel 304 anti karat, unit ini dirancang tangguh, tahan bahan kimia, dan tetap tampil profesional.

Aplikasi Ideal

- Laboratorium kimia dan analisis
- Laboratorium farmasi dan kontrol kualitas
- Riset mikrobiologi & bioteknologi
- Laboratorium pendidikan
- Laboratorium riset & pengujian industri
- Analisis lingkungan dan air
- Laboratorium kosmetik & pangan



Maximum Protection. Maximum Space. Maximum Performance.



Keunggulan Utama:

- Ruang kerja super luas – 2 meter
- Full stainless steel 304: kuat & anti karat
- Ventilasi presisi dengan blower PP anti-korosi
- Pencahayaan terang & aman (>800 lux)
- Panel kontrol fleksibel: manual / semi-digital / touchscreen
- Desain profesional & tahan lama

- Garansi 1 tahun
- Sertifikat uji fungsi manufaktur
- Manual book



FUME HOOD/LEMARI ASAM MYCO7-FHSS2000



SPECIFICATIONS :

Dimensi (P x L x T)	: 2000 x 850 x 2200 mm
Tipe Instalasi	: Floor Mounted
Sistem Exhaust	: Ducted (Exhaust to Outside Building)
Material Eksternal	: Stainless Steel SUS 304
Material Internal	: Stainless Steel SUS 304
Worktop / Top Table	: Phenolic Resin Resistop 13 mm
Front Sash Door	: Clear / Tempered Glass 8 mm
Sistem Sash	: Vertical Sliding
Tinggi Bukaannya Kerja	: ±450 mm (adjustable)
Face Velocity	: ≥ 0.4 m/s
Kapasitas Aliran Udara	: ±2100 CMH
Blower Type	: Centrifugal Blower
Material Blower	: Polypropylene (PP) / Coated Steel
Daya Blower	: 370 Watt
Tekanan Statis	: 750 Pa
Kecepatan Putar	: 2850 RPM
Sistem Pembuangan	: Via ducting ke luar gedung
Diameter Outlet Duct	: 6-8 inch
Level Kebisingan	: < 75 dB
Sistem Penerangan	: LED Lamp 40 Watt
Panel Kontrol	: Power Switch, Fan Switch, Lamp Switch
Stopkontak Internal	: 2 Unit Waterproof Socket
Tegangan Listrik	: 220–240 V / 50 Hz
Sistem Keamanan	: Optional: airflow monitor / alarm
Aplikasi	: Chemical laboratory, RS, industri, pendidikan