


PASSBOX

MYCO7-M600

- dirancang untuk menjaga isolasi area bersih dari kontaminasi silang saat proses transfer material antar ruang.
- transfer material jadi lebih steril, aman, dan praktis.
- Investasi tepat untuk standar higienitas ruang bersih Anda.

Aplikasi

- ✓ Laboratorium Penelitian
- ✓ Cleanroom
- ✓ Industri Farmasi
- ✓ Rumah Sakit



DIMENSI P.L.T :
600 X 600 X 600 mm

KEUNGGULAN:

- Material Stainless Steel 304 tebal 1,2 mm (kuat & anti karat)
- Electric Interlock System – pintu tidak bisa dibuka bersamaan
- Lampu UV Steril 10W – membunuh mikroorganisme secara efektif
- Indikator LED – hijau (open), merah (locked)
- Kaca Tempered 5 mm – aman & transparan
- Dimensi ideal untuk kebutuhan laboratorium






- Garansi 1 tahun
- Sertifikat uji fungsi manufaktur
- Manual book



PASSBOX MYCO7-M600



SPECIFICATIONS



Nama Produk	: passbox Interlock MYCO7
Dimensi eksternal	: 600 x 600 x 600 mm (W.D.H)
Dimensi internal	: 450 x 600 x 450 mm (W.D.H)
Material Casing	: 1.2 mm stainless steel 304, (inner & outer)
Material Kaca	: tempered glass 5 mm
Sistem Interlock	: electric Interlock System
Pintu	: 2 pintu saling mengunci otomatis (tidak bisa dibuka bersamaan)
Engsel dan Handle	: stainless steel heavy-duty
Sistem Indikator	: pilot Lamp LED: Hijau (door open), Merah (locked)
Lampu sterilisasi	: UVC germicidal 10 watt
Durasi siklus UV	: 10-30 menit (sesuai kebutuhan)
Power Supply	: AC 220V / 50 Hz
Tombol On/Off	: tipe rocker switch
Fungsi Utama	: menjaga isolasi area bersih dari kontaminasi silang saat transfer material
Aplikasi	: laboratorium, cleanroom, ruang produksi farmasi, rumah sakit
Berat unit	: ± 30 kg

MYCO7

PRECISION · SAFETY · INNOVATION

