

LAMINAR AIR FLOW MYCO7-LM120

Fitur Unggulan:

- HEPA Filter H14 (99,995%)
- UV-C Steril Lamp
- Kaca Clear/Tempered Slide-Up
- Meja kerja stainless steel 304

Kelebihan Material HPL Laminated Plywood

- ✓ Lebih ringan, memudahkan pemindahan dan instalasi
- ✓ Finishing elegan, tampilan modern dan profesional
- ✓ Permukaan halus dan mudah dibersihkan
- ✓ Tahan terhadap goresan ringan dan kelembapan
- ✓ Pilihan ekonomis tanpa mengurangi performa sterilitas



DIMENSI :
120 x 70 x 210 cm (P . L . T)

Steril. Efisien. Presisi.

Kelebihan MYCO7-LM120

- ✓ Desain modern dan ergonomis
- ✓ Sistem filtrasi ganda (Prefilter + HEPA H14)
- ✓ Pencahayaan LED hemat energi
- ✓ Mudah dibersihkan dan dirawat
- ✓ Cocok untuk berbagai aplikasi laboratorium klinik, farmasi, pendidikan, dan riset

- Garansi 1 tahun
- Sertifikat uji fungsi manufaktur
- Sertifikat HEPA filter
- Manual book




LAMINAR AIR FLOW MYCO7-LM120



SPESIFIKASI :

- Laminar type : horizontal /vertical
- Body dimensions : 120 x 75 x 140 cm (W.D.H)
- Full dimensions : 120 x 75 x 210 cm (W.D.H)
- Material : HPL - laminated plywood
- Working plate : stainless steel 304
- Front sash door : 8 mm thickness clear/tempered glass with manual slide up
- Main filter : HEPA filter H14 efficiency of 99,995% @ MPPS (0.1–0.3 μm)
- Prefilter : dacron filter
- Fan : 135 watt centrifugal blower 350 ~ 410 CMH, 340 ~ 300 Pa, 2800 RPM, 220V
- Unit noise level : < 75 dB (low noise level)
- Air flow velocity : > 0.3 m/s
- Sterilization lamp : 20 watt UVC germicidal lamp
- Work lamp : 28 watt LED downlight lamp
- Switches : LED, UV, fan & power switch
- Indicator 1 : Magnehelic pressure gauge
- Indicator 2 : hour meter



Air Circulation and Filtration Pattern
in Vertical (right) & Horizontal (left) Laminar Air Flow

MYCO7

PRECISION • SAFETY • INNOVATION