


LAMINAR AIR FLOW VERTIKAL/HORIZONTAL MYCO7-S2000

Dengan material **full stainless steel 304**, unit ini menghadirkan ketahanan tinggi, aliran udara stabil, dan area kerja super luas tanpa kompromi terhadap kebersihan dan efisiensi.

Aplikasi :

- Kultur jaringan tanaman & jamur
- Pembuatan media & kultur mikroorganism
- Persiapan obat & bahan farmasi
- Pekerjaan elektronik sensitif partikel
- Aktivitas laboratorium medis dan industri



DIMENSI :
2000 x 800 x 2100 mm (P . L . T)

Sterile. Strong. Spacious.

KEUNGGULAN :

- Ukuran Super Besar (2 meter panjang)
- Tersedia dalam dua tipe aliran: Vertikal & Horizontal
- Full stainless steel 304– kokoh, higienis, dan mudah dibersihkan.
- Kaca clear/tempered 8 mm – lebih tebal & aman dengan sistem slide-up manual
- Sistem filtrasi HEPA H14 efisiensi 99,995%
- Kontrol modern: pilihan Manual, Semi-Digital (LCD Display), hingga Full Touchscreen.
- Desain ergonomis & kokoh
- Dual fan system berkapasitas besar, menjaga kestabilan aliran udara di seluruh area kerja
- Buatan Indonesia, kualitas global

- Garansi 1 tahun
- Sertifikat uji fungsi manufaktur
- Sertifikat HEPA filter
- Manual book




LAMINAR AIR FLOW (FULL STAINLESS STEEL) MYCO7-S2000




SPECIFICATIONS :

- Laminar type : vertikal / horizontal
- Body dimensions : 2000 x 800 x 1400 mm (W.D.H)
- Full dimensions : 2000 x 800 x 2100 mm (W.D.H)
- Internal material : stainless steel 304
- External material : stainless steel 304
- Working plate : stainless steel 304
- Front sash door : 8 mm thickness tempered glass with manual slide up system
- Main filter : HEPA filter H14 efficiency of 99,995% @ MPPS (0,1–0,3 μm)
- Prefilter : HEPA filter H13
- Fan : 2 @135 watt centrifugal blower 220 Volt, 350~410 CMH, 340~300 Pa, 2800 RPM
- Fan controller : dimmer 220 volt, power 300 watt
- Noise level : < 65 dB
- Air flow velocity : > 0.3 m/s
- Sterilization lamp : 2 @30 watt UVC germicidal lamp, 254 nm
- Work lamp : 36 watt LED lamp
- Control panel : Optional: Manual Switch / Semi-Digital (Push Button + LCD Display) / Full Touchscreen (LED, UV, fan & power)
- Electrical socket : 2 unit waterproof socket inside cabinet



VERTIKAL TYPE



HORIZONTAL TYPE

MYCO7

PRECISION • SAFETY • INNOVATION